


Betriebsanleitung

# Sartorius Microwellen-Feuchtemessgerät

Modell LMA200PM



# Verwendungszweck

Der LMA200PM (Laboratory Moisture Analyzer) wurde speziell für die schnelle Feuchtigkeitsbestimmung von wässrigen Lösungen, Proben mit einem hohen Wassergehalt von ca. 8% bis 100% entwickelt.

## Funktionsbeschreibung

Die auf ein Glasfaservlies aufgebrachte Probe wird mit Hilfe von Mikrowellenstrahlung kontrolliert und gleichmäßig erwärmt, so dass die in der Probe eingelagerte Feuchtigkeit verdunstet. Durch die homogene Verteilung der Mikrowellenstrahlung wird eine schnelle Trocknung der Probe erreicht. Eine Trocknung liegt bei ca. 40-120 Sek. Das für die Berechnung des Feuchteverlustes erforderliche Feucht- und Trockengewicht der Probe wird von einem integrierten Analysenwaagensystem erfasst. Nach dem Prinzip des Wäge-Trocknungs-Verfahren ist so eine direkte Bestimmung des Feuchte-/Trockengewichtes möglich.

Ein integrierter Thermodrucker protokolliert die Messung geräuscharm auf einem anwenderdefinierten GLP-Protokoll. Der LMA200PM ist ein besonders robuster und einfach zu bedienender Mikrowellen-Trockner, seine Leistungsfähigkeit ist für moderne Laboraufgaben ausgelegt.

- robust und langlebig
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

## Zeichenerklärung

Im Text werden folgende Symbole verwendet:

- Anweisung für die richtige Bedienung
- Besondere Anweisung für Ausnahmefälle
- > Beschreibung der Auswirkungen eines Bedienschritts
- ⚠ Gefahrenhinweise

# Inhalt

2	<b>Verwendungszweck</b>
2	Funktionsbeschreibung
2	Inhalt
3	<b>Sicherheits- und Warnhinweise</b>
3	Schutzmaßnahmen
4	<b>Gerätedarstellung</b>
5	<b>Inbetriebnahme</b>
5	Lager und Transportbedingungen
5	Auspacken
5	Entsorgung der Verpackung
5	Lieferumfang
5	Aklimatisieren
5	Aufstellung
6	Netzanschluss
6	LMA200 einschalten
7	<b>Bedienkonzept</b>
7	Tasten und Bildschirm
8	Bedienung
10	Ausgabe
11	<b>Voreinstellungen</b>
13	Parameter im Setup einstellen
14	Konfigurieren
15	Benutzerberechtigungen
16	<b>Übersicht Parameter im Setup</b>
21	<b>Betrieb</b>
21	Trocknungsparameter einstellen
23	Merkmale
23	Programm laden
23	Aktuelles Programm ändern
27	Externes Justieren
28	<b>Datenausgabe</b>
30	Datenschnittstellen
32	Datensicherung
33	Fehlermeldungen
34	<b>Glasfaservlies einsetzen</b>
34	Glasfaservlies entnehmen
34	Druckerpapier ersetzen
35	<b>Pflege und Wartung</b>
35	Entsorgung
36	<b>Technische Daten</b>
36	<b>Zubehör</b>
37	<b>Maßskizzen</b>
38	<b>Konformitätserklärung</b>

# Sicherheits – und Warnhinweise

## Sicherheit

### Hinweis:

Diese Betriebsanleitung ist vor der Erstinbetriebnahme des LMA200PM aufmerksam durchzulesen. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Gerätes kann zu Schäden an Personen und Sachen führen. Den LMA200PM nur durch qualifiziertes Personal installieren und betreiben.

Die Sicherheits- und Warnhinweise in ihrer Gesamtheit sind bei der Installation, beim Betrieb, bei der Wartung und Reparatur des Gerätes zu befolgen. Relevante Gesetze, Normen, Verordnungen, Richtlinien und der Umweltschutz des jeweiligen Landes sind zu befolgen und einzuhalten. Diese Hinweise sollten alle Beteiligten verstehen und die dazugehörigen Dokumente stets griffbereit sein. Die Sicherheits- und Warnhinweise in den Unterlagen der angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel wie z.B. Zubehör, sind zu befolgen. Diese Sicherheits- und Warnhinweise muss der Betreiber ggf. ergänzen. Das Bedienpersonal ist entsprechend einzuweisen. Die Einrichtungen immer frei zugänglich halten! Bei unsachgemäßer Installation oder Betrieb des Gerätes entfällt die Gewährleistung.

### Warnhinweise

- ⚠ Aufstellen und den Transport des Gerätes (Gewicht ca. 22kg!) mit zwei Personen durchführen. Die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- ⚠ Vor dem Transport des LMA200PM den Netzstecker ziehen.
- ⚠ Den LMA200PM auf einer stabilen, waagerechten, geraden Fläche aufstellen.
- ⚠ Der LMA200PM ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen. Das Gerät nicht in Bereichen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko einsetzen. Bei Verwendung elektrischer Betriebsmittel in Anlagen und Umgebungsbedingungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen sind die Auflagen gemäß den zu treffenden Errichtungsbestimmungen zu beachten. Chemikalien (z.B. Gase und Stäube), die das Gerät oder Kabel innen oder außen angreifen und beschädigen können, sind fernzuhalten.
- Der LMA200PM darf nicht von extremen elektromagnetischen Feldern (z.B. starke elektrische Leitungen) beeinflusst werden. Den Stellplatz des Gerätes außerhalb von Anlagen oder Geräten mit magnetischen Materialien wählen.
- Den LMA200PM nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder z.B. Gasleitungen aufstellen.
- Den LMA200PM nicht unnötig extremen Temperaturen, aggressiven chemischen Dämpfen, Feuchtigkeit, Stößen und Vibrationen aussetzen.
- ⚠ Technische Daten (siehe Kapitel Technische Daten) beachten!
- Eine gute Belüftung des Gerätes ist erforderlich um Wärmestau zu vermeiden. Mindestabstände von 20 cm umlaufend von Wänden und 1m über dem Gerät einhalten. Darauf achten, dass die Lüfter immer funktionsfähig sind. Bei einem Defekt das Gerät abschalten und den Service informieren.
- ⚠ Bei Verwendung fremdbezogener Kabel auf die Pinbelegungen achten. Die Anschlüsse des Kabels deshalb vor Anschluss an Sartorius-Geräte nach dem entsprechenden Verbindungsplan prüfen und die abweichend belegten Leitungen trennen. Das Schirmgeflecht des Kabels muss aus Metall bestehen (Deckung: min. 80%). Die beidseitige Schirmauflage an den Steckern oder am Gehäuseeintritt muss hochfrequentgerecht und flächig ausgeführt sein, nach CE-Richtlinie. Nicht von Sartorius gelieferte Kabel unterliegen der Verantwortung des Betreibers.

⚠ Den LMA200PM vom Netz trennen, bevor das Gerät geöffnet wird oder Zusatzgeräte angeschlossen oder getrennt werden.

⚠ Im Lieferumfang des LMA200PM wird ein Netzkabel mitgeliefert. In vielen Europäischen Ländern ist bei einer Verbindung des LMA200PM mit dem Versorgungsnetz das Gerät über das Netzkabel mit dem Versorgungsnetz elektrisch geerdet. Bei anderen Versorgungsnetzen ohne Schutzleiter ist die Erdung des Gerätes vom Betreiber sicher zu stellen. Eine Unterbrechung des Schutzleiters ist nicht erlaubt.

⚠ Weist der LMA200PM oder das Netzkabel sichtbare Beschädigungen auf: Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen und vor weiterer Benutzung sichern.

⚠ Den LMA200 nur von geschulten Servicetechnikern öffnen lassen. Nicht unter Spannung am Gerät montieren!

⚠ Nur original Sartorius-Ersatzteile verwenden!

### Schutzmaßnahmen

- ⚠ Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung überhöhter Mikrowellen-Exposition vor dem Einschalten unbedingt einhalten:
  - keine Gegenstände zwischen Gerätehaube mit EMV-Dichtung und Probenraum einklemmen
  - die Gerätehaube muss den Probenraum einwandfrei verschließen
  - das Gerät nur betreiben, wenn Gerätehaube, Scharniere, Dichtung und die Verriegelung unbeschädigt und voll funktionsfähig sind
- ⚠ Den LMA200PM nicht bei geöffneter Gerätehaube betreiben! Eine Verwendung des LMA200PM in einer anderen, als vom Hersteller vorgesehenen Weise kann die Schutzvorrichtungen des Gerätes funktionsunfähig machen! Es besteht dann eine Verletzungsgefahr für den Anwender.
- Der LMA200PM darf nur von ausgewiesenen und qualifiziertem Personal bedient werden.
- ⚠ Keine entzündlichen, explosiven, ätzenden oder polare Lösungsmittel als Proben verwenden. Keine Kohle/Graphit oder metallhaltige Materialien als Proben verwenden. Stoffe, die giftige oder toxische Bestandteile enthalten dürfen nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen z.B. unter einem Abzug getrocknet werden. Der Wert der Maximalen Arbeitsplatz Konzentration "MAK" darf nicht überschritten werden.
- ⚠ Die Probe nach Abschluss der Prüfung mit einer Pinzette entfernen. Vorsicht, die Probe ist noch heiß! Bei als Risiko einzuschätzenden Proben vor dem Öffnen der Haube Schutzbrille, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen! Einige Proben bilden während des Trocknungsvorganges Blasen an der Oberfläche, diese können platzen und das Probenmaterial verspritzen. Deshalb ein zweites Glasfaservlies als "Abdeckung" benutzen. Bei der Auswahl, Zusammensetzung und Feuchtigkeit der Probenart ist sorgfältig vorzugehen. Eine Verletzung des Anwenders oder eine Beschädigung des LMA200PM kann so vermieden werden.
- Hinweis:  
Proben können bei vollständiger Trocknung und fortgesetzter Mikrowellenbestrahlung zur Selbstentzündung neigen (z.B. Zwiebeln). Es kann ein Brand entstehen! Der Standort eines geeigneten Feuerlöschers muss dem Anwender bekannt sein. Bei Bedarf kann eine Messung jederzeit durch die ☺ Abbruch-Taste (Rücksprung) abgebrochen werden. Der Bildschirm zeigt dann automatisch "Messung Ende" an.

- ⚠ Die Sicherheitsverriegelung (Verschluss) der Gerätehaube, sowie die EMV-Dichtung der Gerätehaube darf nicht manipuliert oder funktionsunfähig verändert werden. Es dürfen keine Gegenstände zwischen der Gerätehaube mit EMV- Dichtung und dem Probenraum eingeklemmt werden!

Keine Gegenstände oder andere Materialien außer

- Glasfaservlies
  - Probenträger
  - zu prüfende Substanz
- in den Probenraum legen.


Keine Gefäße verwenden die ein Schließen der Gerätehaube verhindern.

- ⚠ Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn die Gerätehaube den Probenraum nicht korrekt abdichtet oder verschließt (z.B.: bei beschädigter Verriegelung oder Haube)!

### Schutzmaßnahmen

- ⚠ Die Öffnungen des Ventilators und der Gerätehaube nicht verdecken! Das Ergebnis der Probenprüfung wird verfälscht!
- ⚠ Eine Verunreinigung des Probenraumes vermeiden. Auf den Dichtungsflächen und der EMV-Dichtung zwischen der Gerätehaube und dem Probenraum darf sich kein Probenmaterial oder Schmutz ablagern. Bei Verschmutzung ist der Probenraum sofort zu säubern. Schutzstopfen vor der Reinigung einsetzen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Keine scharfkantigen Gegenstände zum Reinigen verwenden! Gerät nur nach Reinigungshinweis reinigen: siehe Kapitel »Pflege und Wartung«.
- ⚠ Es darf keine Flüssigkeit über den Probenträger in die Wägezelle gelangen.

## Gerätedarstellung




### Pos. Bezeichnung

- |    |  |
|----|--|
| 1  | LMA200PM   |
| 2  | Sicherheitsverschluss der Gerätehaube                |
| 3  | Drucker/Druckereinschub                              |
| 4  | Touch-Screen/1/4 VGA-Bildschirm, 5,7 Zoll/Bedienfeld |
| 5  | ⏻ Ein-/Ausschalten, ON/Standby                       |
| 6  | ⏴ Papiervorschub-Taste                               |
| 7  | ⏵ Drucken-Taste                                      |
| 8  | ⏴ Abbruch-Taste (Rücksprung)                         |
| 9  | ✓ Enter-Taste  |
| 10 | Probenraum   |

### Pos. Bezeichnung

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 11 | Schutzstopfen/Transportsicherung |
| 12 | Zapfen                           |
| 13 | Probenträger                     |
| 14 | Glasfaservlies                   |
| 15 | Gerätehaube mit EMV-Dichtung     |
| 16 | Netzsicherungen (115V/230V)      |
| 17 | Geräte-Netzschalter (ON/Off)     |
| 18 | Ethernet-Schnittstelle           |
| 19 | PS2-Buchse                       |
| 20 | Datenschnittstelle RS232         |
| 21 | Netzanschluss                    |

# Inbetriebnahme



Der LMA200PM besteht aus Magnetron, Wägesystem, Bedieneinheit und Drucker. Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt über das externe Netzkabel. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Ethernet-Schnittstelle, RS232 Schnittstelle und PS2 Buchse. Eine direkte PC-Verbindung über ein Ethernet-Kabel oder der Anschluss von Zusatzgeräten wie externe Tastatur oder Scanner ist möglich.

## Lager- und Transportbedingungen


- Zulässige Lagertemperatur:  $-10 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Unverpackte Geräte können durch stärkere Erschütterungen ihre Präzision verlieren, bei zu starken Erschütterungen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden.
- Warn- und Sicherheitshinweise beachten.

## Auspacken

- Den LMA200PM nach dem Auspacken sofort auf äußere Beschädigungen überprüfen
- Im Beschädigungsfall siehe Hinweise im Kapitel »Pflege und Wartung«, Abschnitt »Sicherheitsüberprüfung«
- Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuellen Rücktransport aufbewahren. Vor Versand das Netzkabel aufrollen. Alle Steckverbindungen abziehen!

## Entsorgung der Verpackung

- Für den Transport sind die Sartorius-Produkte durch die Verpackung so weit wie nötig geschützt. Die Verpackung besteht durchweg aus umweltverträglichen Materialien, die als wertvolle Sekundär-Rohstoffe der örtlichen Müllentsorgung zugeführt werden sollten.



## Lieferumfang

- Mikrowellen-Feuchtigkeitsbestimmer LMA200PM (LMA200PM-000EU oder LMA200PM-000US)
- Zapfen mit Probenträger
- Netzkabel
- Glasfaservliese (80 Stück)
- 1x Druckerpapierrolle
- Schutzstopfen/Transportsicherung
- Flachpinzette
- 10x Einwegpipetten
- Kalibriergewicht (50 g, E2)
- Betriebsanleitung

## Den richtigen Standort wählen:

- Das Gerät auf eine stabile, erschütterungsarme, gerade Fläche stellen.
- Zur Vermeidung von Wärmestaus genügend Freiraum rund um das Gerät lassen.
- Zugang zu dem Gerät jederzeit freihalten.


## Akklimatisieren

Wenn ein kaltes Gerät in eine warme Umgebung gebracht wird, kann dies zu Betauung (Kondensation) führen. Daher sollte man das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.

## Aufstellung


Kapitel Warn- und Sicherheitshinweise lesen.

- Bei der Aufstellung Standorte mit ungünstigen Einflüssen vermeiden:
- Hitze (Heizung, Sonneneinstrahlung)
- Direkter Luftzug durch offene Fenster, Klimaanlage und Türen
- Erschütterungen während der Messung
- Extreme Feuchtigkeit




## Gerät aufstellen

- Gerätehaube öffnen.
- Schutzstopfen/Transportsicherung entfernen und aufbewahren.



- Zapfen und Probenträger zusammenstecken.
- Den Zapfen des Probenträgers vorsichtig auf die Waage aufsetzen. Den Probenträger leicht drehen bis er spürbar einrastet.
- Gerätehaube schließen. Darauf achten, dass der Sicherheitsverschluss fest schließt.




### Netzanschluss

- Spannungswert und Steckerausführung überprüfen.
- Der aufgedruckte Spannungswert (siehe Typenschild) muss mit der örtlichen Spannung übereinstimmen. Sollte die angegebene Netzspannung oder die Steckerausführung des Netzkabels nicht der verwendeten Ländernorm entsprechen, bitte die nächste Sartorius-Vertretung oder den Händler verständigen. Der Netzanschluss muss gemäß den Bestimmungen Ihres Landes erfolgen. Zum Netzanschluss des Gerätes (Schutzklasse 1) eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter

(PE) und einer Absicherung von maximal 16A benutzen. Der Netzanschlussstecker oder eine andere, geeignete Trennvorrichtung zum Netz muss bei Gefahr leicht erreichbar sein um den LMA200PM vom Netz zu trennen.

### Schutzmaßnahmen

Bei Spannungsversorgung aus Netzen ohne Schutzleiter ist von einem Fachmann ein gleichwertiger Schutz entsprechend den gültigen Installationsvorschriften herzustellen. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerung ohne Schutzleiter aufgehoben werden.




### Netzanschluss herstellen


- Den Spannungswert und Steckerausführung überprüfen. Hinweis: Aus technischen Gründen ist die Heizeinheit werkseitig auf den Spannungswert 230 V oder 120 V ausgelegt. Die jeweilige Netzspannung ist auf die Angabe bei Ihrer Bestellung des Gerätes mit der Auslieferung abgestimmt. Der Spannungswert ist erkennbar an der Bezeichnung auf dem Typenschild, z.B.:
  - 230 Volt: LMA200PM-...EU
  - 120 Volt: LMA200PM-...US
- ⚠ Wenn keine Übereinstimmung besteht: Spannungswert-Änderung nur durch

Sartorius-Service möglich! Das Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen!

- Nur Originalnetzkabel von Sartorius oder von einer Elektrofachkraft zugelassene Netzkabel verwenden. Wenn die Länge des mitgelieferten Netzkabels nicht ausreicht, ein Verlängerungskabel mit Schutzleiter verwenden.
- Bei einer Spannungsversorgung aus Netzen ohne Schutzleiter ist von einer Elektrofachkraft ein gleichwertiger Schutz entsprechend den gültigen Installationsvorschriften herzustellen. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerung ohne Schutzleiter aufgehoben werden.




- Netzstecker anschließen, Netzstecker an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiteranschluss (PE) anschließen.



### Anschluss von elektronischen Komponenten (Peripherie)

- Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeräten (Drucker, Scanner, PC) an die Datenschnittstelle muss das Gerät unbedingt vom Netz getrennt werden.




### LMA200PM einschalten

- Das Gerät über den Geräte-Netzschalter (ON/Off) (17) einschalten.

### Nichtgebrauch

Das Gerät bei kurzem Nichtgebrauch über Taste ☺ (5) in den Standby schalten.

Bei längerem Nichtgebrauch das Geräte über den Geräte-Netzschalter (ON/Off) (17) ausschalten



### Anwärmzeit

Um genaue Resultate zu liefern, benötigt der LMA200PM eine Anwärmzeit von mindestens 30 Minuten nach erstmaligem Anschluss an das Stromnetz. Erst dann hat das Gerät die notwendige Betriebstemperatur erreicht.

# Bedienkonzept

Die Bedienung des LMA200PM folgt einer einheitlichen Philosophie, die nachfolgend beschrieben ist.






## Tasten und Bildschirm


Die Bedienung des Gerätes erfolgt entweder über die Tasten und den berührungsempfindlichen Bildschirm oder über eine optional anschließbare PC-Tastatur. Nachfolgend wird nur die Bedienung über Tasten und Bildschirm beschrieben.

### Tasten unterhalb des Bildschirms

Diese Tasten haben stets die aufgedruckte Bedeutung, sind aber nicht alle zu jeder Zeit verfügbar. Die Verfügbarkeit hängt vom Betriebszustand des Gerätes ab.

#### Bedeutung

-  Ein-/Ausschalten  
Schaltet das Gerät ein oder aus. Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten im Standby-Betrieb.
-  Papiervorschub  
Druckt eine Leerzeile auf dem internen Drucker aus.
-  Drucken  
Anzeigewerte bzw. Protokolle werden an den internen Drucker und an die Datenschnittstelle (Option) ausgegeben.
-  Zurück  
Im Test: Abbruch der laufenden Funktion Im Menü: Vorheriges Menü anzeigen Bei Eingabe: Eingabe abbrechen
-  Bestätigen  
Im Test: Funktion starten  
Im Menü: Nächstes Menü anzeigen  
Bei Eingabe: Eingabe übernehmen



### Berührungsempfindlicher Bildschirm

Der Bildschirm ist berührungsempfindlich (touchscreen). Über den Bildschirm werden Daten eingegeben und ausgegeben.

### Eingabe über den Bildschirm



Am unteren Bildrand des Bildschirms stehen, bedarfsgesteuert, bis zu fünf große berührungsempfindliche Bereiche als Bildschirmstasten zur Verfügung. Text oder grafische Symbole (z.B. Pfeile) geben die Funktion der jeweiligen Bildschirmstaste an. Auf dem Hauptbildschirm erscheint z.B.:



Beim Navigieren im Setup erscheint z.B.:



Menüpunkte (z.B. Auswahl eines Programmes) können, bedarfsbesteuert, durch Antippen der entsprechenden Zeile ausgewählt werden.

Ziffern, Sonderzeichen und Buchstaben (klein und groß) werden durch Antippen auf der Bildschirmstastatur ausgewählt. Die Eingabe wird mit der Taste  übernommen oder mit der Taste  abgebrochen.

### Ausgabe über den Bildschirm

Es gibt 6 unterschiedliche Arten von Anzeigen:

- die Anzeige für Mess- und Testfunktionen
- die Anzeige für Menübedienung (z.B. Setup, Programm)
- die Anzeige für die Eingabe von Werten
- die Anzeige für Druckkonfigurationen
- die Anzeige für Datenbankfunktionen
- die Anzeige einer Meldung (z.B. Information, Warnung, Sichern oder Widerrufen)



## Bedienung

### Mess- und Testfunktion

In der Anzeige (Abbildung rechts) gibt es sechs Bereiche.

Infozeile:

Hier werden folgende Informationen angezeigt:

- Anwendername
- Datum und Uhrzeit

Bargraph:

Während des Einwiegens wird hier ein Kontroll-Bargraph (siehe Abbildung rechts oben) oder ein Netto-Bargraph (siehe Abbildung rechts mitte) dargestellt.

Der Netto-Bargraph wird mit absoluten Werten (0 – 70g) dargestellt, der Kontroll-Bargraph wird dargestellt mit Sollgewicht und unterem und oberem Toleranzwert (einstellbar).

Der Kontroll-Bargraph wird angezeigt, wenn beim Programm für Startgewicht »Soll/Tol.« oder »Min./Max.« eingestellt ist.

Der Netto-Bargraph wird angezeigt, wenn beim Programm für Startgewicht »Aus« eingestellt ist.

Während der Messung wird in dieser Zeile eine Skala von 0 bis 100% angezeigt sowie der prozentuale Anteil der Trockenmasse am Ausgangsgewicht (siehe Abbildung rechts unten).

Messwertzeile:

Hier wird der Wägewert (mit Stillstandssymbol, z.B.: g) oder der verrechnete Wert mit Vorzeichen und Einheit dargestellt.

Textzeilen:

In den Textzeilen erscheinen Detailangaben zum ausgewählten Programm (z.B. Kurzname des Programmes, Messverfahren, Trocknungsprozess).

Aufforderungszeile /Aktivitätszeile:

In dieser Zeile erscheint

- eine Aufforderung für die Bedienung des LMA200PM (siehe Abbildung rechts mitte) in weißer Schrift auf grünem Grund
- eine Angabe über die Aktivität des Gerätes (siehe Abbildung rechts unten) in roter Schrift auf gelbem Grund

Bildschirmtasten:

Am unteren Bildschirmrand erscheinen maximal fünf Bildschirmtasten zur Steuerung des Gerätes oder der Anzeige (z.B. Pfeile, siehe Abbildung rechts unten).



Infozeile

Bargraphzeile (hier: Kontroll-Bargraph)

Messwertzeile

Textzeile 1

Textzeile 2

Textzeile 3

Textzeile 4

Textzeile 5

Aufforderung (grün) / Aktivität (gelb)

Bildschirmtasten



Aufforderung:

Weißer Schrift auf grünem Grund



Aktivität:

Rote Schrift auf gelbem Grund



## Menübedienung

Diese Anzeige ist in drei Bereiche unterteilt (siehe Abbildung rechts):



### Statuszeile:

In der Statuszeile steht der »Pfad« zu den angezeigten Informationen.

### Menüzeilen:

Hier wird eine Liste dargestellt, aus der ausgewählt werden kann. Jedem Menüpunkt ist ein kleiner Rechtspfeil vorangestellt.

### Bildschirmtasten:

Ein Menüpunkt kann durch Antippen der Zeile oder mit den Bildschirm-Cursorstasten ausgewählt werden. Bestätigt wird mit Taste , zum übergeordneten Menü geht es mit Taste .

### Hinweis:

Grau dargestellte Menüzeilen können nicht ausgewählt werden.


## Eingabe von Werten

Die Auswahl von Menüpunkten führt, bedarfsgesteuert, häufig zu einer Anzeige, in der Werte eingegeben oder geändert werden können, entweder:


- durch Auswahl eines Wertes aus einer Auswahlliste
- oder durch Eingabe eines Wertes über die Bildschirmtastatur (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen)



Grau dargestellte Bildschirmtasten und Menüzeilen sind nicht aktiv.


### Wert aus Auswahlliste auswählen:

Eine Auswahlliste wird durch  vor dem eingestellten Wert angezeigt.

Beispiel: Eingabe des »Trocknungsprozesses«:



- Nächsten Wert in der Auswahlliste auswählen durch:
  - Antippen der Zeile »Trocknungsprozess«
  - oder Antippen der rechten Bildschirm-taste (Pfeil nach rechts )
- Vorherigen Wert in der Auswahlliste auswählen durch:
  - Antippen der zweiten Bildschirm-taste von links (Pfeil nach links )




### Statuszeile

Menüzeile 1  
Menüzeile 2  
Menüzeile 3  
Menüzeile 4  
Menüzeile 5  
Menüzeile 6  
Menüzeile 7


bedarfsgesteuert weitere  
Menüzeilen


Bildschirmtasten

## Wert über Bildschirmtastatur eingeben:

Werte ohne  werden über die Bildschirmtastatur eingegeben oder geändert.

Beispiel: Eingabe des »Kurznamens« für ein Programm:



- »Kurzname« auswählen durch:
  - Antippen der Zeile »Kurzname« oder
  - Drücken der Taste 
- > Bildschirmtastatur wird angezeigt (Eingabe von Werten über die Bildschirmtastatur: siehe unten).

## Werteingabe über Bildschirmtastatur

Für die Eingabe von Texten wird stets als erstes die Bildschirm tastatur mit Großbuchstaben angezeigt.

Für die Eingabe von Zahlenwerten wird die Bildschirmtastatur mit Ziffern und Sonderzeichen angezeigt.



In der obersten Zeile der Anzeige wird der Parameter (hier: Kurzname) und sein Wert (hier: Tomatenmark) angezeigt. Die Tasten am unteren Bildschirmrand haben folgende Bedeutung:



Umschalten zwischen Ziffern und Sonderzeichen, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben



Ausgewähltes Zeichen (an der Position des Cursors) löschen



Cursor nach links bewegen, ausgewähltes Zeichen wird invers dargestellt



Cursor nach rechts bewegen, ausgewähltes Zeichen wird invers dargestellt





Zeichen löschen, die links vom Cursor stehen

Wird das erste Zeichen ohne vorherige Cursorbewegung eingegeben, wird der Parameterwert gelöscht.

Alle übrigen Zeichen können durch Antippen im Überschreibmodus eingegeben werden (an der Stelle, wo der Cursor steht).

Wenn der Wert eingetippt ist:

- Bestätigen des Wertes für den Parameter: Taste  drücken
- Eingabe oder Änderung des Wertes für den Parameter abbrechen: Taste  drücken

### Datenbankfunktion

Im LMA200PM gibt es drei Datenbanken:

- Datenbank
- Datenbank
- Datenbank


### Programm-Datenbank

Alle Trocknungsprogramme und alle Parameter für jedes Trocknungsprogramm werden in dieser Datenbank gespeichert.



### Ergebnis-Datenbank

Die Ergebnisse der Messungen können ausgewählt, angezeigt, ausgedruckt und statistisch ausgewertet werden. Die Liste der Messungen wird in Menüform dargestellt. Jeder Menüpunkt umfasst zwei Zeilen.



### Anwender-Datenbank


In dieser Datenbank wird die Liste aller Benutzer mit all ihren Zugangsdaten wie Benutzergruppe und PIN gespeichert.



### Meldungen

Meldungen werden in die jeweils aktuelle Anzeige eingeblendet (überlagert). Meldungen können Bildschirm-tasten enthalten. Es gibt folgende Typen:

#### Fragezeichen



Durch ein Fragezeichen wird angekündigt, dass es mehrere Möglichkeiten für den weiteren Ablauf gibt. Die Bildschirmtaste Ihrer Wahl antippen.

#### Stoppzeichen




Das Stoppzeichen weist darauf hin, dass eine wichtige Aktion nicht ausgeführt werden kann. Zur Bestätigung Bildschirmtaste »OK« antippen.

#### Bearbeitungszeit



Das Uhrensymbol zeigt an, dass eine Aktion eine gewisse Zeit dauert.


#### Warnung



#### Informationstext



#### Ausführungsbestätigung



### Ausgabe

Für die Ausgabe stehen zur Verfügung (siehe auch Kapitel »Gerätedarstellung«):

- Interner Drucker
- Ethernet-Schnittstelle
- RS232-Schnittstelle

#### Interner Drucker

Druckparameter und Druckformate können individuell konfiguriert werden, auch entsprechend den ISO/GLP-Anforderungen.

ISO: International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung)

GLP: Good Laboratory Practice (Gute Laborpraxis)

Eine ausführliche Beschreibung ist im Kapitel »Betrieb«, Abschnitt »Daten auswertung« enthalten.

#### Ethernet-Schnittstelle

Das Gerät kann über die Ethernet-Schnittstelle und einen Internetbrowser mittels VNC (Virtual Network Computing) kommunizieren.

Eine ausführliche Beschreibung ist im Kapitel »Betrieb«, Abschnitt »Daten auswertung« enthalten.

#### COM-RS232-Schnittstelle

Messwerte und Protokolle können über diese Schnittstelle im gleichen Layout wie beim internen Drucker ausgegeben werden.

Eine ausführliche Beschreibung ist im Kapitel »Betrieb«, Abschnitt »Daten auswertung« enthalten.

### Eingabe

Für die Eingabe steht zur Verfügung (siehe auch Kapitel »Gerätedarstellung«):

- Schnittstelle für PS/2-Tastatur bzw. Barcodeleser

#### PS/2-Tastatur bzw. Barcodeleser

An die PS/2-Normbuchse kann eine PC-Tastatur mit PS/2-Stecker (35 mA Strom) angeschlossen werden. Damit kann das Gerät wie über die Geräte tastatur bedient werden.

An die PS/2-Normbuchse kann ein Barcodeleser angeschlossen werden.

Eine ausführliche Beschreibung ist im Kapitel »Betrieb«, Abschnitt »Daten auswertung« enthalten.

# Voreinstellungen

## Zweck

Der LMA200PM kann im Setup an die Anforderungen der Benutzer angepasst werden. Dazu können Benutzerdaten eingegeben und aus einem Menü vorgegebene Parameter ausgewählt werden.

Ein Teil des Setups ist bei Auslieferung nur bestimmten Gruppen zugänglich, dies ist nachfolgend in Klammern angegeben.

## Das Setup ist unterteilt in die Punkte:

- Programme bearbeiten (Administrator, Vorgesetzter)
- Ergebnisse auswerten
- Konfigurieren (Administrator, Vorgesetzter)
- Abgleiche (Administrator)
- Sicherheitsmanagement (Administrator)
- Info

## Sprache einstellen

Für die Darstellung der Informationen und für den Ausdruck stehen 5 Sprachen zur Verfügung:




- Englisch
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch

## Beispiel: Sprache ändern

Voraussetzung: Berechtigung als Administrator oder Vorgesetzter

Schritt	Taste drücken (bzw. Aktion)	Anzeige/Ausgabe
1. Ggf. als Administrator anmelden	<p>Bildschirmtaste <b>Anmeld.</b> antippen</p> <p>Bildschirmzeile mit der Berechtigung »Administrator« antippen</p> <p>Bildschirmzeile <b>[Name] PIN</b> antippen PIN eingeben, beim ersten Anmelden: <b>9999</b> Bestätigen mit Taste </p>	<p>beim ersten Anmelden: <b>Admin Administrator ****</b> sonst: Liste aller Benutzer beim ersten Anmelden: <b>Admin: PIN *****</b> sonst: <b>[Name]: PIN *****</b></p>
2. Voreinstellung wählen	Bildschirmtaste <b>Setup</b> antippen	<p>wenn Berechtigung:Administrator: <b>Programme bearbeiten</b> <b>Ergebnisse auswerten</b> <b>Konfigurieren</b> <b>Abgleiche</b> <b>Sicherheitsmanagement</b> <b>Info</b></p> <p>wenn Berechtigung: Vorgesetzter (gilt nur, wenn die Zugriffsrechte nicht geändert wurden): <b>Programme bearbeiten</b> <b>Ergebnisse auswerten</b> <b>Konfigurieren</b> <b>Info</b></p>
3. Auswahlliste »Sprache« anzeigen	<p>Menüpunkt <b>Konfigurieren</b> antippen</p> <p>Menüpunkt <b>Gerät</b> antippen</p> <p>Menüpunkt <b>Bedienparameter</b> antippen</p>	<p><b>Setup/Konfiguration/Gerät/Bedienung</b> <b>Bediensprache Deutsch</b></p>
4. Gewünschte Sprache wählen	Parameterzeile <b>Bediensprache</b> so oft antippen bis gewünschte Sprache erscheint (hier z.B. Englisch)	<b>Operating language English</b>
5. Einstellung »Bedienparameter« verlassen	Taste  drücken	
6. Neue Einstellung bestätigen	Bildschirmtaste <b>Ja</b> ( <b>»Yes«</b> ) im Meldungsfenster antippen	
7. Setup verlassen	Dreimal Taste  drücken	

**Beispiel: Neuen Benutzer (Name: Mueller) mit der Berechtigung »Vorgesetzter« anlegen und Zugriffssteuerung festlegen**  
 Voraussetzung: Berechtigung als Administrator

Schritt	Taste drücken (bzw. Aktion)	An ze i ge/Ausgabe
1. Voreinstellung wählen	Bildschirmtaste <b>Setup</b> antippen	wenn Berechtigung:Administrator: <b>Programme bearbeiten</b> <b>Ergebnisse auswerten</b> <b>Konfigurieren</b> <b>Abgleiche</b> <b>Sicherheitsmanagement</b> <b>Info</b>
2. Eingabe »Benutzername« anzeigen	Folgende Menüpunkte antippen: <b>Sicherheitsmanagement</b> <b>Benutzerdaten bearbeiten</b> <b>Neuen Benutzer einrichten</b>	
3. Name des Benutzers eingeben und bestätigen	Gewünschte Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen antippen (hier: <b>Mueller</b> ) Taste ✓ drücken	<b>Benutzer</b> <b>Mueller</b> <b>Rechte</b> <b>Bediener</b> <b>PIN</b> *
4. Berechtigung »Vorgesetzter« wählen	Bildschirmtaste ➡ drücken Taste ✓ drücken	<b>Rechte</b> <b>Vorgesetzter</b>
5. Eingabe »PIN« anzeigen	Bildschirmtaste ⬇ drücken Taste ✓ drücken	
6. PIN eingeben und bestätigen	4 Ziffern eintippen und merken (hier z.B.: <b>1234</b> ) Taste ✓ drücken	
7. Dieselbe PIN erneut eingeben und bestätigen	<b>1234</b> antippen Taste ✓ drücken	
8. Menüpunkt verlassen	Taste ⊙ drücken	<b>Änderungen speichern?</b> <b>Ja</b> <b>Nein</b>
9. Änderungen speichern	Bildschirmtaste <b>Ja</b> antippen	
10. Zugriffssteuerung Vorgesetzter wählen (gilt für alle »Vorgesetzten«)	Bildschirmtaste ⬇ drücken Taste ✓ drücken	
11. Zugriffssteuerung wählen und ein- oder ausschalten	Bildschirmtaste ⬇ oder ⬆ drücken Taste ✓ drücken	
12. Änderungen speichern	Taste ⊙ drücken Bildschirmtaste <b>Ja</b> antippen	
13. Setup verlassen	Dreimal Taste ⊙ drücken	






Selektion: Kurzname »Ketchup« vorgeben (Auswahl aller Datensätze des Trocknungsprogrammes »Ketchup«)



Selektion: Kurzname »Ketchup« plus Datum und Benutzername



Selektion: Kurzname »Ketchup« plus Auswahl einzelner Datensätze des Trocknungsprogrammes »Ketchup«



(Im Datensatz 3 und 6 ist hier die zweite Zeile, die mit dem Benutzernamen »Paul« beginnt, grün hinterlegt und für die Statistik ausgewählt)

Datensätze einzeln selektieren:

- Selektion einzelner Datensätze:  
nach Datum: **Aus**  
nach Benutzer: **Aus**
- Selektion einzelner Datensätze wählen:  
Bildschirmtaste **Einzel** antippen
- Datensatz einzeln auswählen:  
Erste Zeile des gewünschten Datensatz antippen
- Datensatz kennzeichnen: Taste drücken

## Konfigurieren

Die Parameter in »Konfigurieren« sind in folgenden Gruppen zusammengefasst:

- Gerät
  - Ergebnisse\*
  - Druckparameter\*
  - Druckformate\*
- Gerät:  
Für das Gerät (LMA200PM) können folgende Parameter zu folgenden Bereichen eingegeben oder geändert werden:
- Datum und Uhrzeit\*
  - Serielle Schnittstelle\*
    - Interner Drucker
    - RS232-Schnittstelle
  - Ethernet\*
    - Gerätemame
    - DHCP
    - IP-Adresse
    - Subnetzmaske
    - Standardgateway
    - Fernzugriff VNC-Client
  - Bedienparameter\*
    - Bediensprache
    - PS/2 Tastatur
    - Tastenklick
  - Anzeigeneinstellungen\*
    - Farbschema
    - Helligkeit
  - Waageneinstellungen\*
    - Filteranpassung

Ergebnisse\*:

Für die Ergebnisse können folgende Parameter eingestellt werden:

- Proben ID
- Ergebnisauswertung

Druckparameter\*:

Bei den Druckparametern können Werte eingegeben werden für:

- Automatischer Ausdruck
- Kopfzeilen 1 bis 3

Druckformate\*:

Für das Messprotokoll und das Statistikprotokoll kann die Art des Ausdrucks festgelegt werden:

- Messprotokoll Kopf
- Messprotokoll Zwischenergebnisse
- Messprotokoll Fuß
- Statistikprotokoll

Im Menübaum »Übersicht Parameter im Setup« sind die Werte angegeben, die für jeden oben genannten Parameter ausgewählt oder eingegeben werden können.

## Abgleiche\*

Nach Auswahl der Menüpunkte »Abgleich Waage« und »Extern Justieren« wird folgender Bildschirm für das externe Justieren der Waage angezeigt:



Justieren siehe Kapitel »Betrieb«, Abschnitt »Justieren«.

## Sicherheitsmanagement\*

Die Parameter im »Sicherheitsmanagement« sind in folgenden Gruppen zusammengefasst:

- Benutzerdaten bearbeiten
- Werkseinstellungen
- Zusatzkonfiguration

Benutzerdaten bearbeiten:

Hier können Eingaben erfolgen für:

- Benutzer bearbeiten
  - Jedem Benutzer außer dem Administrator mit dem Namen »Admin« kann eine neue Gruppe mit den entsprechenden Berechtigungen und eine neue PIN (Persönliche Identifikationsnummer) zugeteilt werden.
  - Jeder Benutzer kann gelöscht werden (außer »Admin«)
- Neue Benutzer einrichten  
Neue Benutzer können mit Namen, Benutzergruppe und PIN eingerichtet werden.
- Zugriffssteuerung Vorgesetzter  
Hier wird eingestellt, welche der folgenden Parameter ein Benutzer mit der Berechtigung »Vorgesetzter« einstellen und ändern kann:
  - SET Abgleiche
  - SET Programme
  - SET Ergebnisparameter
  - SET Druckparameter
  - SET Druckformate
  - SET Datum/Uhrzeit
  - SET Serielle Schnittstelle
  - SET Ethernet
  - SET Bedienparameter
  - SET Anzeigeeinstellungen
  - SET Waageneinstellungen
- Zugriffssteuerung Bediener  
Hier wird eingestellt, welche der folgenden Parameter ein Benutzer mit der Berechtigung »Bediener« einstellen und ändern kann. Die Parameter sind dieselben wie bei »Vorgesetzter«.

\* wenn zugangsberechtigt

#### Werkseinstellungen:

Werkseinstellungen können separat wiederhergestellt werden für:

- Programm-Datenbank  
Alle Programme werden gelöscht.  
Ein Programm mit Kurznamen »Default« mit Default-Parametern wird angelegt.
- Ergebnis-Datenbank  
Alle Ergebnisse werden gelöscht.
- Anwender-Datenbank  
Alle Benutzer werden gelöscht. Ein Benutzer wird in der Benutzergruppe Administrator mit dem Namen »Admin« und mit der PIN »9999« angelegt.
- Druckoptionen  
Druckparameter und Druckkonfigurationen werden zurückgesetzt.
- Gerätekonfiguration  
Zurückgesetzt werden:
  - Format für Anzeige und Ausdruck von Datum und Uhrzeit
  - Interner Drucker
  - Funktion der RS232-SchnittstelleNicht zurückgesetzt werden:
  - Uhr
  - RS232-Schnittstellenparameter
  - Ethernet-Netzwerkparameter
  - Bedienparameter (Sprache, PS/2-Tastatur, Tastenklick)
  - Anzeige

#### Zusatzkonfiguration:

Hier können Eingaben erfolgen für:

- Infozeile für Startbildschirm  
Hier kann ein Text mit bis zu 50 Zeichen eingegeben werden, der auf dem Start-Bildschirm direkt unterhalb des Wägewertes angezeigt wird. Ist kein Text vorhanden, bleibt die Zeile leer.
- Maximale Magnetrontemperatur  
Hier kann eine Temperatur zwischen 50°C und 85°C eingegeben werden. Wird diese Temperatur überschritten, kann keine Messung gestartet werden. Wenn die Bildschirmtaste **Messen** antippt wird, erscheint die Meldung »Herunterkühlen« solange, bis die eingestellte Temperatur unterschritten ist.

#### Info

Informationen zum LMA200PM, zur Waage und zu den Datenbanken werden angezeigt.

- Info-Bildschirm drucken:  
Taste **Drucken** drücken.

Setup/Info		
Sartorius Microwave Moisture Analyzer		
- LMA200PM-000EU	Rel. 01.00.21	
- Serien-Nr.	12345678	
- Firmware	Rel. 00.00.01	
Waage		
- LMA200-70	Rel. 00-36-05	
- Serien-Nr.	8	
- Justiert	3	26.09.2007 15:45:04
Datenbank	benutzt	frei
- Benutzer	2	23
- Programme	1	319
- Ergebnisse	0	1000

#### Übersicht Benutzerberechtigungen

Gruppe	Administrator	Vorgesetzter	Bediener	Bediener
SETUP Sicherheitsmanagement	(+)	(-)	(-)	(-)
Benutzer Log in / Log out	(+)	(+)	(+)	(+)
SETUP Programme bearbeiten	+	+	-	-
Aufruf Programm	(+)	(+)	(+)	(+)
Test (Feuchtebestimmung)	(+)	(+)	(+)	(+)
SETUP Ergebnisse auswerten	(+)	(+)	(+)	(+)
SETUP Info	(+)	(+)	(+)	(+)
SETUP Justieren	+	-	-	(-)
SETUP Konfigurieren				
Gerät Datum/Uhrzeit	+	+	-	(-)
Gerät Serielle Schnittstellen	+	+	-	(-)
Gerät Ethernet	+	-	-	(-)
Gerät Bedienparameter	+	+	-	(-)
Gerät Anzeigeneinstellungen	+	+	+	(-)
Ergebnisse	+	+	-	(-)
Druckparameter	+	+	-	(-)
Druckformate	+	+	-	(-)
Waageneinstellungen	+	+	-	(-)

+: erlaubt

(+): immer erlaubt und nicht konfigurierbar

-: nicht erlaubt


(-): nicht erlaubt und nicht konfigurierbar

#### Hinweise:

- Benutzer mit der Berechtigung »Bediener PIN=0« benötigen keine PIN (Persönliche Identifikationsnummer), um sich für die erlaubten Funktionen anzumelden. Die Anmeldung dient ausschließlich der Dokumentierung in Mess- und Ergebnis-Anzeige und -Ausdruck.
- Der Benutzer mit der Berechtigung »Administrator« und dem Namen »Admin« kann nicht gelöscht werden; dieser Benutzer sollte seine werkseitig eingestellte PIN ändern.
- Administratoren können den Zugriff für Benutzer mit den Berechtigungen »Vorgesetzter« und »Bediener« konfigurieren.
- Wenn ein Administrator seine PIN vergessen hat, kann er die Bildschirmtaste »Service« drücken und erhält eine Zufallszahl angezeigt. Die Servicehotline von Sartorius nennt ihm eine zu dieser Zufallszahl passende temporäre PIN.
- Der Benutzer meldet sich ab, indem er die Bildschirmtaste »Abmeld.« antippt und dann seine PIN eingibt. Die Abmeldung wird mit einer Meldung bestätigt.
- Der Benutzer wird abgemeldet, wenn der LMA200PM vom Netz getrennt wird.
- Der Benutzer wird nicht abgemeldet, wenn das Gerät mit der Ein-/Austaste ausgeschaltet wird.




## Übersicht Parameter im Setup




\* wenn zugangsberechtigt

**Ergebnisse auswerten - Ergebnisse auswählen;  
Konfigurieren - Gerät**



## Parameter im Setup

### Konfigurieren - Gerät - Serielle Schnittstellen




\* wenn zugangsberechtigt

## Parameter im Setup

Konfigurieren – Ergebnisse  
Konfigurieren – Druckparameter  
Konfigurieren – Druckformate


### Setup



\* wenn zugangsberechtigt

## Parameter im Setup

### Sicherheitsmanagement – Benutzerdaten bearbeiten



\* wenn zugangsberechtigt


## Trocknungsparameter einstellen


### Zweck

Die Software des Gerätes an die speziellen Anforderungen der Produkte anpassen.  
Für jedes Programm können individuelle Parameter eingegeben werden.

### Trocknungsparameter (Übersicht)

#### Setup





\* wenn zugangsberechtigt

\*\* Einstellbereich für Leistung 1 / Leistung 2 / Leistung 3 ist abhängig von »Betrieb Mikrowelle«:  
 »Leistungsmodus«: 2 % ... 100 %; »Routinmodus«: 30 % ... 100 % (Routinmodus ist Werkseinstellung!)



## Merkmale

### Programme laden\*

In der Programm-Datenbank des LMA200PM können bis zu 320 Trocknungsprogramme gespeichert werden. Im Setup (Setup > Programme bearbeiten > Programm laden) werden die gespeicherten Programme, sortiert nach ihrem Kurznamen angezeigt.

### Aktuelles Programm ändern\*

#### Kurzname, Langname

Jedes Programm kann mit einem Kurznamen (maximal 15 Zeichen) und einem Langnamen (maximal 20 Zeichen) bezeichnet werden.

Kurznamen dürfen nicht doppelt in der Programm-Datenbank vorkommen.


#### ID1, ID2

Jedes Programm kann mit 2 Programmbezeichnungen (ID = Identifier) mit jeweils bis zu 20 Zeichen versehen werden.

#### Betrieb Mikrowelle

Für den Betrieb der Mikrowelle stehen zwei Einstellbereiche zur Verfügung:

- Leistungsmodus (2% – 100%)
  - Routinemodus (30% – 100%) entspricht in etwa 10% – 30% der maximalen Mikrowellenleistung.
- Es wird empfohlen, im Regelfall den »Routinemodus« zu verwenden.



#### Messverfahren

Für die Durchführung der Messung stehen drei Verfahren zur Verfügung:

- Standard
- Wasserzugabe
- Konzentrat

#### Standard

Messverfahren für die am häufigsten vorkommenden Messungen.

#### Wasserzugabe

Bei der Erwärmung einer Probe mit Mikrowellenstrahlung nehmen die dipolaren Moleküle in der Probe (z.B. Wassermoleküle) die abgestrahlte Energie auf.

Bei relativ trockenen Proben mit einem Feuchtegehalt unter 10% sind nur relativ wenig dipolare Moleküle in der Probe vorhanden. Daher dauert es lange, bis die Probe erwärmt ist. Die Zugabe von destilliertem Wasser zur Probe hat einen »katalytischen« Effekt. Die Energie der Mikrowellenstrahlung wird schneller von der Probe absorbiert und sie erwärmt sich schneller als ohne zusätzliche Wasserzugabe.

#### Hinweis:

Das zugegebene destillierte Wasser verdampft während des Trocknungsprozesses vollständig und verfälscht die Feuchtemessung der Probe nicht.

#### Konzentration

Im Gerät können nur kleine Proben mit kleinen Volumina gemessen werden. Wenn der Anteil der Trockenmasse jedoch für ein vorgegebenes größeres Volumen angegeben werden soll (muss), z.B. 1000 ml, wird dafür die Funktion »Konzentrat« verwendet.

#### Beispiel:

Aus einem Liter Abwasser werden 5 ml für die Messung im Gerät verwendet. Vor dem Start der Messung gibt der Benutzer 1000 ml als Ausgangsvolumen an. Das Gerät berechnet die Trockenmasse aus der tatsächlich gefundenen Trockenmasse und multipliziert diese mit dem Faktor 200 (1000 ml : 5 ml). Als Ergebnis erscheint die Trockenmasse für 1000 ml Ausgangsvolumen.

#### Trocknungsprozess

Der Trocknungsprozess kann in Phasen mit unterschiedlicher Mikrowellenleistung unterteilt werden.

#### Hinweis:

Die Zeit des letzten Zeitabschnittes wird bei allen Prozessarten durch das Abschaltkriterium bestimmt.

- Standard:  
Die Mikrowellenleistung bleibt während des gesamten Trocknungsprozesses konstant.
- 2 Stufen:  
Der Trocknungsprozess wird in zwei Zeitabschnitte geteilt, bei denen mit unterschiedlicher Mikrowellenleistung getrocknet wird. Die Zeit für den ersten Zeitabschnitt ist einstellbar zwischen 0.0 und 10.0 Minuten.
- 3 Stufen:  
Der Trocknungsprozess wird in drei Zeitabschnitte geteilt, bei denen mit unterschiedlicher Mikrowellenleistung getrocknet wird. Die Zeit für den ersten und zweiten Zeitabschnitt ist jeweils einstellbar zwischen 0.0 und 10.0 Minuten.

\* wenn zugangsberechtigt

#### Startgewicht

Der Benutzer kann Bedingungen zum Startgewicht der zu messenden Probe vorgeben, die erfüllt sein müssen, um die Messung zu starten:

- Aus:  
Es werden keine Bedingungen für das Startgewicht vorgegeben
- Min./Max.:  
Das Startgewicht muss größer als das vorgegebene Minimalgewicht (Min.) und kleiner als das vorgegebene Maximalgewicht (Max.) sein.  
Wenn für Start der Wert »Verriegelt« eingestellt ist, muss das Startgewicht zwischen »Min.« und »Max.« liegen, sonst startet die Messung nicht. Wenn für Start der Wert »Entriegelt« eingestellt ist, sind »Min.« und »Max.« nur Einwägehilfen.
- Sollwert/Toleranz:  
Für das Startgewicht kann ein Sollwert mit einem zugehörigen Toleranzwert vorgegeben werden.  
Das Startgewicht muss größer sein als der Sollwert minus Toleranz und kleiner sein als der Sollwert plus Toleranz. Wenn für Start der Wert »Verriegelt« eingestellt ist, muss das Startgewicht innerhalb der Toleranzen liegen, sonst startet die Messung nicht. Wenn für Start der Wert »Entriegelt« eingestellt ist, sind »Sollwert« und »Toleranz« nur Einwägehilfen.

#### Probenübernahme

Das Verhalten der Waage während der Einwaage und bei der Übernahme des Startgewichts kann an die jeweilige Probe angepasst werden:

- Standard
- Schnell
- Sehr schnell
- Taste ohne Stillstand

#### Standard:

für normale Proben und normales Handling;

#### Schnell:

für Proben, deren Aufbringen zügig erfolgt und wenn ein relativ genaues Einwiegen auf ein Sollgewicht erfolgen soll;

#### Sehr schnell:

für Proben mit geringfügig flüchtigen Bestandteilen;

#### Taste ohne Stillstand:

Waagenverhalten wie bei »Sehr schnell«, für Proben mit flüchtigen Anteilen, z.B. Haarspray: Probe aufspritzen, 1 – 2 sec. warten (Sprühdruk).

### Abschaltung

Für das Ende der Messung können unterschiedliche Kriterien eingestellt werden:

- Automatisch
- Halbautomatisch absolut
- Halbautomatisch prozentual
- Zeit
- Manuell
- Halbautomatisch Luftfeuchte

#### Automatisch:

Die Messung wird beendet, sobald der Gewichtsverlust kleiner ist als eine während der Messung selbsttätig ermittelte Schranke.

#### Halbautomatisch absolut:

Die Messung wird beendet, sobald der Gewichtsverlust pro vorgegebener Zeiteinheit (1 ... 99 s) kleiner ist als eine Schranke. Diese Schranke (Verlust) kann der Benutzer als absoluten Wert eingeben (1 ... 50 mg).

#### Halbautomatisch prozentual:

Die Messung wird beendet, sobald der Gewichtsverlust pro vorgegebener Zeiteinheit (1 ... 99 s) kleiner ist als eine Schranke. Diese Schranke (Verlust) kann

#### Zeit:

Die Messung wird nach der vorgewählten Zeit beendet.

#### Manuell:

Die Messung wird beendet, wenn der Benutzer die Taste ☺ drückt.

#### Halbautomatisch Luftfeuchte:

Die Messung wird beendet, sobald der Luftfeuchtesensor einen Feuchteverlust pro vorgegebener Zeit einheit (1 ... 99 s) feststellt, der kleiner ist als eine Schranke. Diese Schranke (Verlust) kann der Benutzer als prozentualen Wert eingeben (0.1 ... 9.9 % Luftfeuchte).

### Wägewertauflösung

Für die Auflösung des Wägewertes können gewählt werden:

- 1 mg
- 0.1 mg

### Prozentuale Auflösung

Für die prozentuale Auflösung des Ergebniswertes können gewählt werden:

- .1%
- 0.01%
- 0.001%

### Ergebnis/Anzeigemode

Für die Anzeigemodi Feuchte (%M) und Trockenmasse (%S) kann zusätzlich eingegeben werden:

- Umrechnungsfaktor
- Umrechnungsoffset

Ist einer der beiden Parameter geändert, so wird die Anzeigeeinheit geändert von %M nach %M\* bzw. von %S nach %S\*. Die Parameter werden dann mit dem Ergebnis ausgedruckt.

#### Hinweis:

Diese Auswahl steht nicht zur Verfügung beim Messverfahren »Konzentrat«. Die Anzeigeeinheit für »Konzentrat« ist immer mg/l.

### Neues Programm erstellen\*

Beim Anlegen eines neuen Programms stehen die gleichen Parameter zur Verfügung wie bei »Aktuelles Programm ändern« (siehe oben). Das neu erstellte Programm wird nach dem Speichern automatisch als aktuelles Programm geladen.

### Programm löschen\*

Jedes Trocknungsprogramm kann einzeln gelöscht werden.

#### Programm ausdrucken\*

Folgende Ausdrücke sind möglich:

- aller Programme  
wie angezeigt in Setup > Programme bearbeiten > Programme laden (Prog.Nr und Kurzname), siehe Ausdruck unten
- Aktuelles Programm  
wie angezeigt in Setup > Programme bearbeiten > Aktuelles Programm ändern, siehe Ausdruck unten
- Alle Programme mit allen Parametern

#### Ausdruck:

Liste aller Programme (Beispiel)

#### Programmliste

Prog.-Nr.	3	Butter
Prog.-Nr.	2	Roggenmehl
Prog.-Nr.	1	Weizenmehl Caro


Ausdruck: Aktuelles Programm (Beispiel)

Kurzname	Weizenmehl Caro
Langname	KWS gen-manipuliert
Id 1	Id12
Id 2	19999666
Betrieb	Mikrowelle
Routinmodus	
Messverfahren	Standard
Trocknungsprozess	3 Stufen
- Leistung 1	50 %
- Zeit 1	1.0 min
- Leistung 2	20 %
- Zeit 2	0.5 min
- Leistung 3	10 %
Startgewicht	Sollwert/Toleranz
- Start	Verriegelt
- Soll	30.00 g
- Toleranz	10.00 %
Abschaltung	Halbautom. absolut
- Verlust	2 mg
- Intervall	10 s
Wägewertauflösung	1 mg
Prozent.Auflösung	0.1 %
Ergebn./Anzeigemode	Feuchte (%M)
- Umrechnungs-Fakt.	1.0000
- Umrechnungs-Offs.	0.000 %

\* wenn zugangsberechtigt

### Beispiel: Feuchtegehalt von Ketchup bestimmen



Voraussetzung: Programm »Ketchup« mit folgenden Einstellungen: Mode: Standard, Prozess: Standard, Leistung: 30%, Ende: Automatisch

Schritt	Taste drücken (bzw. Aktion)	Anzeige/Ausgabe
1. Gerät LMA200PM ggf. einschalten	Geräte-Netzschalter an der rechten Seite des Gerätes drücken	
2. Programmliste anzeigen	Bildschirmtaste <b>PrgLaden</b> antippen	es erscheint z.B. folgende Programmliste <b>Programm/Laden</b> <b>Prog.-Nr. 1 Tomatenmark</b> <b>Prog.-Nr. 2 Ketchup</b> <b>Prog.-Nr. 3 Butter</b>
3. Programm »Ketchup« wählen	Bildschirmzeile <b>Prog.-Nr. 2</b> antippen	Meldungsfenster mit Fragezeichen: <b>?</b> <b>Laden "Ketchup"</b> <b>Ja Nein</b>
4. Programm »Ketchup« bestätigen	Bildschirmtaste <b>Ja</b> antippen	Kurzzeitig erscheint Meldungsfenster mit Information: <b>i</b> <b>Wird geladen</b>  Infozeile des Bildschirms: <b>LMA200PM Rel.01.00.00 Prg.Ketchup</b>
5. Feuchtemessung starten	Bildschirmtaste <b>Messen</b> antippen	<b>28.11.2007 14:41:38</b>  <b>+ 0.000 g</b> <b>Prg.Ketchup</b> <b>Mode: Standard Prozess: R Standard</b> <b>Leistung: 30 %</b> <b>Ende: Automatisch</b>  <b>Haube öffnen</b> <b>Ausgang</b>
6. Waage tarieren	Haube des Gerätes öffnen	Aufforderungszeile (grüner Hintergrund): <b>Filter auflegen</b> <b>Haube schließen / Taste Tara</b> Bildschirmtasten: <b>Ausgang Tara</b>
7. Filter auflegen Pastöse und cremige Proben bilden beim Erwärmen Blasen. Diese Blasen platzen und schleudern Probenmaterial weg. Daher müssen solche Proben, auch Ketchup, zwischen zwei Filter wie ein Sandwich eingebettet werden.	2 Filter auflegen	
8. Trieren starten	Haube des Gerätes schließen	Kurzzeitig erscheint in der Aktivitätszeile (gelber Hintergrund): <b>Waage wird tariert...</b> danach in der Aufforderungszeile: <b>Haube öffnen</b>

Schritt	Taste drücken (bzw. Aktion)	Anzeige/Ausgabe
9. Haube öffnen	Haube des LMA200PM öffnen Beide Filter entnehmen	Aufforderungszeile (grüner Hintergrund): <b>Probe auf Filter aufbringen</b>
10. Probenmaterial auf Filter aufbringen	Ketchup auf einen Filter auftropfen Ketchup gleichmäßig verstreichen Zweiten Filter auf den Ketchup auflegen	
11. Probenmaterial einlegen	Filter mit Ketchup auf Filterträger auflegen	wenn das Probengewicht innerhalb der festgelegten Grenzen liegt: Akustisches Signal des Gerätes (Piepton) Bargraph ist grün <b>Haube schließen / Taste Start</b>  Wenn das Probengewicht außerhalb der festgelegten Grenzen liegt: Kein akustisches Signal vom Gerät Bargraph ist orange oder rot
Ggf. Probenmenge verändern	Ketchup zum Teil vom Filter entfernen oder mehr Ketchup auf den Filter auftragen	
12. Messung weiterführen	Haube des Gerätes schließen	Kurzzeitig erscheint in der Aktivitätszeile (gelber Hintergrund): <b>Startgewicht wird ermittelt...</b>  Protokollkopf wird ausgedruckt (z.B.) ----- <b>28.11.2007 16:41:46</b> <b>Sartorius Microwave Moisture Analyzer</b> <b>LMA200PM-000EU Rel. 01.00.00</b> <b>Serien-Nr. 12345678</b> ----- <b>Prg. Ketchup</b> <b>Mode: Standard   Prozess: R Standard</b> <b>Leistung: 30 %</b> <b>Ende: Automatisch</b> <b>Startgewicht: + 2.125 g</b> ----- während der Messung erscheint in der Aktivitätszeile (gelber Hintergrund): <b>Messung läuft...</b>  am Ende der Messung erscheint in der Aktivitätszeile (gelber Hintergrund): <b>Endgewicht wird ermittelt...</b>  Messergebnis wird ausgedruckt (z.B.): ----- <b>00:40 + 0.752 g + 64.63 %M</b> ----- nach Abschluss der Messung erscheint in der Aufforderungszeile (grüner Hintergrund): <b>Messung beendet, Probe entfernen</b>  In der Bargraphzeile erscheint der Anteil der Trockenmasse am Ausgangsgewicht. In der Messwertzeile erscheint z.B. der Feuchtegehalt <b>+ 64.63 %M</b>
13. Probe entfernen	Haube des Gerätes öffnen Filter mit Probe entnehmen	Lüfter läuft weiter. Lüfter schaltet automatisch ab.
14. Neue Messung starten	Bildschirmtaste <b>Messen</b> antippen	weiter siehe Punkt 4. Lüfter schalten ab.
15. Messzyklus beenden drücken	Taste ☹ drücken	Startbildschirm

### Beispiel: Abgleich Waage, extern justieren

Voraussetzung: Anmeldung mit Zugangsberechtigung, hier als Administrator

Schritt	Taste drücken (bzw. Aktion)	Anzeige/Ausgabe
1. Gerät LMA200PM ggf. einschalten	Geräte-Netzschalter an der rechten Seite des Gerätes drücken	
2. Ggf. als Administrator anmelden	Bildschirmtaste <b>Anmeld.</b> antippen Bildschirmzeile mit der Berechtigung »Administrator« antippen Bildschirmzeile <b>[Name]: PIN</b> antippen PIN eingeben und bestätigen mit Taste ✓	
3. »Extern justieren« auswählen	Bildschirmtaste <b>Setup</b> antippen Bildschirmzeile <b>Abgleiche</b> antippen Bildschirmzeile <b>Abgleich Waage</b> antippen Bildschirmzeile <b>Extern justieren</b> antippen	Aufforderungszeile (grüner Hintergrund): <b>Tarieren oder Starten</b> Bildschirmtasten: <b>Start Tara</b>
4. Ggf. Waage entlasten	Ggf. Filter oder Probe vom Filterträger nehmen	
5. Waage tarieren	Bildschirmtaste <b>Tara</b> drücken	Aktivitätszeile (gelber Hintergrund): <b>Waage wird tariert...</b>
6. Waage justieren	Bildschirmtaste <b>Start</b> drücken	für kurze Zeit erscheint in der Aktivitätszeile (gelber Hintergrund): <b>Initialisierung läuft...</b> danach erscheint in der Aufforderungszeile (grüner Hintergrund): <b>Gewicht auflegen</b>
7. Justiergewicht auflegen	Justiergewicht 50 g auf Filterträger stellen 	Infozeile: <b>Gewicht in Toleranz</b> Aktivitätszeile (gelber Hintergrund): <b>Justierung läuft...</b> wenn Justieren erfolgt: Meldungsfenster <b>Justiert</b> Das Justierprotokoll wird ausgedruckt: ----- <b>28.11.2007 17:41:46</b> <b>Sartorius Microwave</b> <b>Moisture Analyzer</b> <b>LMA200PM-000EU Rel. 01.00.00</b> <b>Serien-Nr. 12345678</b> ----- <b>Externes Kalibrieren</b> <b>G-ID</b> <b>Soll + 50.000 g</b> <b>Diff. + 0.002 g</b> <b>Externes Justieren</b> <b>Diff. + 0.000 g</b> <b>abgeschlossen</b> -----
8. Justieren beenden	Justiergewicht entfernen Haube schließen Taste ☺ drücken	<b>Unterschrift</b>

## Datenausgabe

Neben den Datenschnittstellen (siehe Abschnitt »Datenschnittstellen«) stehen am LMA200PM diese Möglichkeiten zur Ausgabe von Daten zur Verfügung:

- Anzeige am LMA200PM
- Interner Drucker

## Anzeige am LMA200PM (Wägewerte und verrechnete Werte)

Die Anzeige ist in 6 Bereiche gegliedert. In folgenden Bereichen werden Daten über die Waage, die Anwendung und das Wägegut ausgegeben:

- Infozeile
- Bargraph
- Messwertzeile mit Stillstandssymbol
- Textzeilen
- Aufforderungszeile/Aktivitätszeile
- Bildschirmtasten
- Meldungsfenster, das die anderen Bereiche zum Teil überdeckt und für begrenzte Zeit eingeblendet wird

### Infozeile


Hier werden folgende Informationen angezeigt:

- Anwendername
- Datum und Uhrzeit


### Bargraph

Der Bargraph wird während des Einwiegens angezeigt und dient als Einwiegehilfe. Während der Messung wird eine Skala von 0 bis 100% angezeigt sowie der Anteil der Trockenmasse am Ausgangsgewicht. Der Bargraph wird als Nettobargraph oder als Kontrollbargraph dargestellt.

- Nettobargraph: Wenn im Setup (unter »Aktuelles Programm ändern« oder »Neues Programm erstellen«) für Startgewicht **Aus** eingestellt ist, erscheint der Nettobargraph als Absolutbargraph (0 ... 70 g).



- Kontrollbargraph: Wenn im Setup für Startgewicht **Min./Max.** oder **Sollwert/Toleranz** eingestellt ist, erscheint der Kontrollbargraph mit Sollwert und unterem und oberem Toleranzwert (einstellbar).



### Messwertzeile mit Stillstandssymbol

In dieser Zeile werden dargestellt:

- der aktuelle Wägewert mit Vorzeichen und Einheit



- Verrechnete Werte mit Vorzeichen und Einheit (z.B. Feuchtigkeit – Moisture)



- Stillstandssymbol

In diesen Zeilen erscheinen während der Messung Angaben zum Trocknungsprogramm.

Prq. Weizenmehl Caro S-ID:  
Mode: Standard Prozess: 3 Stufen  
S1: 50%, 1.0min | S2: 20%, 0.5min | L3: 10%  
Ende: Halbautomatisch 2 mg / 10 s

### Aufforderungszeile/Aktivitätszeile

In dieser Zeile erscheint entweder eine Aufforderung (z.B. Haube öffnen) oder eine Angabe zur Aktivität des Gerätes.

Haube öffnen

### Bildschirmtasten

Am unteren Bildrand des Bildschirms stehen, bedarfsgesteuert, bis zu fünf gleich große berührungsempfindliche Bereiche als Bildschirmtasten zur Verfügung. Texte oder grafische Symbole (z.B. Pfeile) geben die Funktion der jeweiligen Bildschirmtaste an. Auf dem Hauptbildschirm erscheint z.B.:


Setup LoadPrg Login Analyze

Bei der Eingabe von Werten im Setup erscheint z.B.:



### Meldungsfenster

Meldungsfenster überdecken andere Bereiche und werden für eine begrenzte Zeit eingeblendet. Die Informationen im Meldungsfenster informieren, warnen oder fordern zu einer Auswahl oder Bestätigung auf, z.B.



Weitere Meldungsfenster sind im Kapitel »Bedienkonzept« dargestellt.

## Interner Drucker

Im Setup kann der interne Drucker ein- oder ausgeschaltet werden.

Setup > Konfigurieren > Serielle Schnittstellen > Interner Drucker

### Druckparameter

Daten können automatisch ausgedruckt werden, ebenso Sensorwerte. Für jeden Ausdruck können bis zu 3 Kopfzeilen eingefügt werden.



Setup > Konfigurieren > Druckparameter

### Druckformate

Im Setup kann der Ausdruck des Messprotokolls und des Statistikprotokolls individuell eingerichtet werden für:

- Messprotokoll Kopf
- Messprotokoll Zwischenergebnisse
- Messprotokoll Fuß
- Statistikprotokoll

Dabei gilt:

- Menüzeilen sind NICHT berührungsempfindlich geschaltet!
- Navigieren und Auswahl aus der jeweiligen Liste nur mit den Bildschirmtasten am unteren Bildschirmrand möglich!
- Auswahl einfügen mit Taste 
- Zurück zur vorherigen Menüebene mit Taste 
- Listeneintrag löschen mit Bildschirmtaste **Löschen**

Setup > Konfigurieren > Druckformate

### Ausdruck

Der Ausdruck einer Messung kann so aussehen wie rechts abgebildet.

Ausdruck: Protokoll einer Messung (Beispiel)

-----  
**Messplatz 234**  
**Sartorius**  
**Goettingen**  
-----

**28.11.2007 16:41:46**  
**Sartorius Microwave Moisture Analyzer**  
**LMA200PM-000EU Rel. 01.00.00**  
**Serien-Nr. 12345678**  
-----

**Prg. Ketchup**  
**Mode: Standard | Prozess: R Standard**  
**Leistung: 30 %**  
**Ende: Automatisch**  
**Startgewicht: + 2.125 g**  
-----

**00:40 + 0.752 g + 64.63 %M**  
**Unterschrift**  
-----



Der LMA200PM besitzt drei Datenschnittstellen für die Dateneingabe und -ausgabe:

- Schnittstelle für den Anschluss eines externen Druckers oder Rechners
- PS/2-Schnittstelle für den Anschluss einer PC-Tastatur oder eines Barcodelesers
- Ethernet-Schnittstelle für den Anschluss eines Rechners mit Netzwerkschnittstelle

Externer Drucker  
Protokolle können über diese Schnittstelle im gleichen Layout wie beim internen Drucker ausgegeben werden.

PC-Tastatur  
An die PS/2-Normbuchse kann eine PC-Tastatur mit PS/2-Stecker (max. 150 mA Strom) angeschlossen werden. Damit kann das Gerät wie über die Geräte tastatur bedient werden.

Barcodeleser  
Alternativ zur PC-Tastatur kann auch ein Barcodeleser zur Dateneingabe angeschlossen werden.

Ethernet  
Mit dem Gerät kann über die Ethernet-Schnittstelle und einen Internetbrowser mittels VNC (Virtual Network Computing) kommuniziert werden.

#### Verwendung fertig konfektionierter RS232-Verbindungskabel

Für den Anschluss eines externen Druckers können fertig konfektionierte RS232-Verbindungskabel verwendet werden.

Hinweis:  
Sartorius-Verbindungskabel mit den Bestellnummern 7357312 und 7357315 dürfen **NICHT** verwendet werden!

### RS232-Schnittstelle


Schnittstellenart:	serielle Schnittstelle
Schnittstellenbetrieb:	voll duplex
Pegel:	RS232
Protokoll:	XON/XOFF, RTS/CTS, 2-Draht, kein Protokoll
Übertragungsgeschwindigkeit:	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baud
Anzahl Datenbits:	7, 8 Bit*
Parität:	kein, gerade, ungerade
Stoppbits:	1 oder 2 Stoppbits
Signalpegel Eingang:	Logik 1 (high) -3 ... -15 V Logik 0 (low) +3 ... +15 V
Signalpegel Ausgang:	Logik 1 (high) -5 ... -15 V Logik 0 (low) +5 ... +15 V
Anzahl der Signale:	2 Eingangssignale (Rx, D, CTS) 2 Ausgangssignale (Tx, D, RTS)
Potenzialtrennung:	keine
Kabeltyp:	paarweise verdreht, abgeschirmt (z.B. LifyCY 3x2x0,20) 1 Leitungspaar für Masse
Kabellänge:	max. 15 m
Ausgabeformat:	2 Leerzeichen + 40 Zeichen + CRLF

- \* 8 Bit: Sonderzeichen sind möglich  
7 Bit: Umlaute (ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ß) werden expandiert zu ae, oe, ue, Ae, Oe, Ue, ss  
Konvertierung anderer sprachspezifischer Zeichen zu: A, E, I, O, U, C, N bzw. Leerzeichen

Werksvoreinstellung der Parameter für die Datenschnittstelle:

Protokoll:	XON/XOFF
Baudrate:	9600
Bits:	8
Parität:	ungerade
Stoppbits:	1

#### Pinbelegung:



D-sub socket

- Pin 1: nicht belegt
- Pin 2: Datenausgang (Tx, D)
- Pin 3: Dateneingang (Rx, D)
- Pin 4: nicht belegt
- Pin 5: Masse intern
- Pin 6: nicht belegt
- Pin 7: Clear to Send (CTS)
- Pin 8: Request to Send (RTS – Sendeanforderung)
- Pin 9: nicht belegt

## Ausdruck

Mit der Einstellung »Ausdruck« wird die RS232-Schnittstelle so konfiguriert, dass die gemessenen und verrechneten Daten auf einen externen Drucker so ausgegeben werden wie auf dem internen Drucker (2 Leerzeichen + 40 Zeichen + CRLF).

Setup > Konfigurieren > Gerät > Serielle Schnittstellen > RS232 > Mode > Ausdruck

## PS/2-Schnittstelle

An der PS/2-Schnittstelle kann eine PC-Tastatur oder ein Barcodeleser angeschlossen werden.

Buchse:	6-polig
Leistungs- aufnahme:	max. 0.75 VA
Strom:	max. 150 mA
Spannung:	max. 5 V

### Pinbelegung und Steckerbelegungsplan



Pin 1: Datenleitung (DATA)  
Pin 2: nicht belegt  
Pin 3: Masse (GND)  
Pin 4: Spannungsversorgung + 5V  
Pin 5: Taktsignal (CLK)  
Pin 6: nicht belegt

### PC-Tastatur

Das Gerät kann über die PC-Tastatur wie über die Gerätetasten bedient werden.  
Texte können über die PC-Tastatur eingegeben werden, z.B. Parameter für Trocknungsprogramm (Langname, Kurzname etc.).  
Den Bildschirmtasten entsprechen folgenden Funktionstasten auf der PC-Tastatur:

Param.	←	↓	↑	→
F6	F7	F8	F9	F10

Diese Zuordnung gilt nicht nur für die Pfeiltasten, sondern für alle Bildschirmtasten. Weiter gilt:

F5:	Zurück
F12:	Drucken
Enter:	Bestätigen
Pfeiltasten:	Funktion wie Bildschirmtasten (Pfeile)
Tastaturlayout*:	Deutsch QWERTZ Französisch AZERTY Italienisch QWERTY Spanisch QWERTY

\* Auswahl unter Setup > Konfigurieren > Gerät > Bedienparameter > PS/2-Tastatur

Mit dem Barcodeleser können Daten eingelesen werden.

Die Einstellung des Barcodeleser erfolgt durch Einscannen der entsprechenden Codes (siehe Handbuch Barcodeleser).

Folgende Barcodeleser können verwendet werden:

- Option OPL 6735 Wedge
- Syntech Cipher 1021G
- Gryphomn M-100

Einstellung für Opticon OPL 6735 Wedge:

Linker:	AT wedge
Keyboard layout:	<with keyboard>*
Keyboard language:	<US>*
Intercharacter delay for wedge:	Delay = 10
Set suffix:	Clear all suffixes
Read mode options:	Single read
Redundancy**:	3 times redundant

\* Fabrikeinstellungen (default) sind in < > dargestellt.

\*\* Um sichere Lesewerte zu erhalten, sollten 3 redundante Lesevorgänge eingestellt werden.

Soll jeder Lesevorgang über die Gerätetastatur bestätigt werden, muss die automatische CR-Funktion des Barcodelesers ausgeschaltet werden.

## Schnittstelle

Über die Ethernet-Schnittstelle kann der LMA200PM an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden.

Damit kann das Gerät per Browser über ein lokales Netzwerk oder über das Internet ferngesteuert werden, siehe Abbildungen rechts.

Für die Steuerung muss die Ethernet-Schnittstelle eingestellt werden:

- Geräte name
- Use DHCP\*
- IP Adresse
- Subnetzmaske
- Standardgateway
- Fernzugriff VNC-Client\*\*



\*Dynamic Host Configuration Protocol  
Eine IP-Adresse wird automatisch vom DHCP-Server vergeben.

\*\*Virtual Network Computing (kurz VNC) ist eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten Rechners (auf dem die VNC-Server Software läuft) auf einem lokalen Rechner (auf dem die VNC-Viewer Software läuft) anzeigt und im Gegenzug Tastatur- und Mausbewegungen des lokalen Rechners an den entfernten Rechner sendet. Damit kann man auf einem entfernten Rechner arbeiten, als säße man direkt davor.

Wenn kein DHCP verwendet wird, sollte die IP-Adresse des Gerätes möglich ähnlich der Adresse des lokalen Rechners sein, zum Beispiel:

- Adresse Rechner: 192.168.178.20
- Adresse LMA200PM: 192.168.178.21

Die Einstellung für die Subnetzmaske und das Standardgateway sollten dieselben sein wie auf dem lokalen Rechner. Die Einstellungen des lokalen Rechners finden sich bei Windows unter:  
Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen > <Name der Netzwerkverbindung, die aktiviert ist> > Netzwerkunterstützung



## Datensicherung

### Parametereinstellungen speichern

Die Parametereinstellungen des Setups bleiben beim Aus schal ten des Gerätes er hal ten.

Zusätzlich kann die Werksvoreinstellung wieder geladen werden (siehe Kapitel »Voreinstellungen«, Abschnitt »Sicherheitsmanagement«)

### Einstellungen sichern

Der Zugang zu den Funktionen ist:

- entweder eingeschränkt möglich als Bediener ohne PIN (Persönliche Identifikationsnummer)
- oder durch Auswahl des Benutzer namens und Eingabe der zugehörigen PIN möglich.

Der Benutzername und die PIN werden vom Administrator eingerichtet und einer von drei Gruppen mit unterschiedlichen Berechtigungen zugeordnet als:

- Administrator
- Vorgesetzter
- Bediener

Eine ausführliche Beschreibung der Berechtigungen ist im Kapitel »Voreinstellungen« enthalten.


# Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden als Textzeilen, bzw. in der Messwertzeile angezeigt.

Anzeige	Ursache	Abhilfe
<b>keine Anzeigesegmente erscheinen</b>	Keine Betriebsspannung Netzstecker nicht eingesteckt  Netzsicherungen defekt Das Gerät ist ausgeschaltet	Stromversorgung überprüfen Netzstecker an die Stromversorgung anschließen Netzsicherungen ersetzen Gerät über den Geräteschalter (On/Off) einschalten
<b>L / ERR 54</b>	Wägebereich ist unterschritten	Gewicht auflegen
	Probenträger nicht aufgelegt	Probenträger auflegen
<b>H</b>	Wägebereich ist überschritten	Probenträger entlasten
<b>ERR 02</b>	Justierbedingung wurde nicht eingehalten, z.B.: – nicht tariert – Probenträger belastet	Erst nach Nullanzeige justieren  Tarieren Probenträger entlasten
<b>ERR 03</b>	Justiervorgang konnte nicht innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden	Anwärmzeit einhalten und nochmals justieren
<b>erwarte x</b>  <b>falsches Format</b>	falsches Format	korrekte Eingabe vornehmen
<b>ungültig xxx</b> <b>Unzulässig</b>	außerhalb des Bereiches	korrekte Eingabe vornehmen
<b>darf nicht grösser als xxx sein</b> <b>zu gross</b>	außerhalb des Bereiches	korrekte Eingabe vornehmen
<b>muss mindestens xxx sein</b> <b>zu klein</b>	außerhalb des Bereiches	korrekte Eingabe vornehmen
<b>Value exceeds display</b>	Anzeigewert hat mehr als die max. anzeigbaren Stellen	Korrekte Einstellung im Setup siehe Kapitel: Voreinstellungen, Parameter im Setup einstellen
<b>ERR Konfigurationsdaten</b> <b>ERR Abgleichdaten</b> <b>ERR Druckkonfiguration</b> <b>ERR DB-User</b> <b>ERR DB-Programme</b> <b>ERR DB-Ergebnisse</b>	Checksummenfehler, Versionsänderung z.B. nach Software-Update oder leerer Batterie	Gerät aus- und einschalten


## Meldungen

Meldungen werden in die jeweils aktuelle Anzeige eingeblendet (überlagert). Meldungen siehe im Kapitel: Bedienkonzept



#### Glasfaservlies einsetzen

- Gerätehaube öffnen
- Das Glasfaservlies mit der Pinzette fassen und vorsichtig auf dem Probenträger legen.
- Das Glasfaservlies so aufsetzen, das er waagrecht aufliegt.



#### Glasfaservlies entnehmen


##### Hinweis:

Nach Ende der Trocknung ist der Probenraum und die Probe noch heiß.  
Warn- und Sicherheitshinweise beachten!


Bei als Risiko einzuschätzenden Proben vor dem Öffnen der Gerätehaube Schutzbrille, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen!

- Gerätehaube öffnen.
- Das Glasfaservlies mit der Pinzette fassen und vorsichtig herausnehmen.


#### Druckerpapier ersetzen




- Auf dem Druckerfach »PRESS« drücken. Das Druckerfach öffnet sich.
- Die Abdeckung nach hinten schieben.




- Abdeckung hoch drücken und abnehmen.




- Neue Papierrolle nach Zeichnung ersetzen und in das Druckerfach einsetzen.



- Arretierung lösen.
- Druckerpapier unter der Walze durchschieben.
- Papier wieder Arretieren.



- Druckerpapier durch den Papierschlitzen stecken.
- Abdeckung einsetzen



- Auf dem Druckerfach »PRESS« drücken.
- Das Druckerfach schließt sich.

# Pflege und Wartung

## Service

Eine regelmäßige Wartung des Gerätes gewährleistet die fortdauernde Messsicherheit.

Die Häufigkeit der Wartungsintervalle hängt von den Betriebsbedingungen und Toleranzanforderungen des Anwenders ab.

## Reparaturen


- ⚠ Ein defektes Gerät ist sofort von der Spannungsversorgung zu trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen). Reparaturen nur durch von Sartorius autorisiertes Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchführen lassen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- ⚠ Defekte oder beschädigte Kabel immer als Einheit austauschen.
- ⚠ Den LMA200PM nicht unter Spannung öffnen. Nach Trennung von der Spannungsversorgung mindestens 10 Sekunden warten, bevor mit dem Öffnen begonnen wird. Da die Passflächen an den Gehäuseteilen des LMA200PM die Sicherheit beeinflussen, das Gerät sachkundig öffnen und verschließen.
- ⚠ Beim Batterie-/Akkutausch auf der Platine darf nur eine gleiche oder gleichwertige Batterie bzw. Akku (vom Lieferanten des Gerätes freigegeben) eingesetzt bzw. eingelötet werden. Auf die Polarität achten, sonst besteht Explosionsgefahr!

## Reinigung

- ⚠ Den LMA200PM von der Spannungsversorgung trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen), ggf. angeschlossenes Datenkabel lösen.
- ⚠ Es darf keine Flüssigkeit in den LMA200PM gelangen. Vor der Reinigung immer den Schutzstopfen/Transportsicherung einsetzen.
- ⚠ Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden (Lösungsmittel o. ä.).
- ⚠ Abspritzen mit Wasser oder Abblasen mit Druckluft ist unzulässig.
- Den LMA200PM außen mit in Seifenlauge leicht angefeuchtetem Tuch reinigen.
- Bei Einsatz in der Lebensmittelindustrie die dort gebräuchlichen Reiniger benutzen.
- Den LMA200PM mit einem weichem Tuch abtrocknen.

## Reinigung des Probenraumes

- Gerätehaube öffnen.
- Zapfen und Probenträger entnehmen.
- Den Schutzstopfen vor der Reinigung einsetzen.  
Es darf keine Flüssigkeit über den Proben träger in die Präzisionswaage laufen!



- Den Probenraum, oben in der Haube und unten mit Labortüchern vorsichtig reinigen. Darauf achten, dass die Dichtungsflächen zwischen Probenraum und Gerätehaube sauber und nicht beschädigt sind! Bei starker Verschmutzung ein Reinigungsmittel (z.B.: milde Seifenlauge) verwenden.
- Die Probenräume oben und unten anschließend trocken wischen.
- ⚠ Eine Reinigung der Flächen im Probenraum und besonders auf der Dichtungsfläche zwischen dem oberen und unteren Probenraum mit einem scharfkantigen Gegenstand ist nicht erlaubt! Die PTFE-Beschichtung kann beschädigt werden. Verletzungsgefahr besteht, wenn die Dichtungsfläche zwischen Gerätehaube und unteren Probenraum beschädigt oder stark verschmutzt ist. Es darf keine Flüssigkeit in den Sicherheitsverschluss der Gerätehaube laufen.
- Wenn nötig den Zapfen des Probenträgers vorsichtig herausnehmen und reinigen. Beim Reinigen des Probenträgers darf keine Flüssigkeit über den Probenträger in das Wägesystem gelangen! Den Probenträger trocken wischen. Anschließend den Probenträger vorsichtig wieder auf die Analysenwaage setzen und mit leichter Drehung einrasten.

## Sicherheitsüberprüfung

Ein gefahrloser Betrieb des LMA200PM ist nicht mehr gewährleistet, wenn:

- das Gerät oder die Netzanschlussleitung sichtbare Beschädigungen aufweist
- das eingebaute Netzgerät, Lüfter oder Sicherheitsschalter der Gerätehaube defekt sind
- die Gerätehaube oder einer der Lüfter abgedeckt werden
- die PTFE-Beschichtung des Probenraumes oder der Dichtungsfläche zwischen Probenraum und Gerätehaube defekt ist
- bei längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. extremer Feuchte)

Erscheint ein gefahrloser Betrieb des LMA200PM nicht mehr gewährleistet:

- Den LMA200PM von der Spannungsversorgung trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen) und vor weiterer Benutzung sichern.
- Instandsetzungsmaßnahmen dürfen ausschließlich nur von Fachkräften ausgeführt werden:
  - die Zugang zu den nötigen Instandsetzungsunterlagen und -anweisungen haben
  - an entsprechenden Schulungen teilgenommen haben
- ⚠ Die auf dem LMA200PM angebrachten Siegelmarken weisen darauf hin, dass das Gerät nur durch autorisierte Fachkräfte von Sartorius geöffnet und gewartet werden darf, damit der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes gewährleistet ist und die Garantie erhalten bleibt.

## Entsorgung

Wird die Verpackung nicht mehr benötigt, ist diese der örtlichen Müllentsorgung zuzuführen. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die als Sekundärrohstoffe dienen können.



Das Gerät, Zubehör und Batterien, inklusive Batterien und Akkus auf den Platinen des Gerätes gehören nicht in den Hausmüll. Bitte die örtlichen Behörden oder Ihr Entsorgungsunternehmen ansprechen. Vor der Entsorgung bzw. Verschrottung des Gerätes sollten die Batterien oder der Akku entfernt werden und einer Sammelstelle übergeben werden. Mit gefährlichen Stoffen kontaminierte Geräte (ABC-Kontamination) werden weder zur Reparatur noch zur Entsorgung zurückgenommen.

# Technische Daten

## Allgemeine technische Daten

Messmethode	Probenerwärmung durch Mikrowellenstrahlung und Bestimmung des Gewichtsverlusts
Mikrowellengenerator	1000 Watt
Leistungseinstellung von	2% bis 100%, wählbar in 1% Schritten
Messbereich	8% - 100%
Messgenauigkeit	ab 1g Probeneinwaage +/- 0,05%
Messzeit	ca. 40 bis 120 Sekunden (Proben und Feuchteabhängig)
Messwertdarstellung in	% Feuchte mit Verrechnungsmöglichkeit, ppm Feuchte, % flüchtige Bestandteile, % , ppm Trockenmasse, g Trockenmasse, mg Trockenmasse, % ATRO
Kapazität der Waage, Wägebereich	70g
Messauflösung/ Ablesegenauigkeit der Waage	0,1mg
Ablesegenauigkeit des Messergebnisses	0,001%
Bildschirm	Monitor mit 1/4 VGA-Auflösung
Steuerelemente	Touch-Screen, 5 Funktionstasten
Programmspeicher	320 Trocknungsverfahren mit alphanumerischer Bezeichnung
Datenspeicherung	die letzten 500 Ergebnisse, mit statistischer Auswertung, netzausfallsicher gespeichert
Integrierter Drucker	Thermodrucker mit 40 Zeichen pro Zeile
Datenschnittstellen	eine serielle RS232-Schnittstelle, Ethernet
Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz, 1200 VA ( LMA200PM-000EU ) 120 V, 60 Hz, 1200 VA ( LMA200PM-000US )
Gerätesicherung	2 x 10 A / T ( 5 x 20 mm )
Umgebungsbedingungen	
Höhe	Verwendung nur innerhalb von Gebäuden bis 2000m
Betriebstemperaturbereich	+5°C bis +40°C
Lagertemperaturbereich	-10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	Höchste relative Luftfeuchte 80% für Temperaturen bis +31°C, linear abnehmend bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit bei +40°C
Gehäusemaße (B x T x H)	510X535X304mm (20 x 21 x 12 Inch)
Gewicht	ca. 22 kg, 48.5 lbs
Verschmutzungsgrad 2	Es tritt üblicherweise nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.
Störaussendung	gemäß EN61326-1 ( IEC 61326-1 ) Gruppe 1, Klasse B, geeignet für den Gebrauch im Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das (auch) Wohngebäude versorgt.
Störfestigkeit	gemäß EN61326-1, ( IEC61326-1 ): Prüfanforderungen für Geräte für den Gebrauch in industriellen Bereichen (Tabelle 2)
Elektrische Sicherheit	gemäß EN61010-1 ( IEC 61010-1 )



## Zubehör (optional)

	Artikel Bestell-Nr.
80 Glasfaservliese	6906940
500 Einwegpipetten	YAT01MA
Druckerpapier(5 Rollen a 20m)	69MA30100



Abmessungen (Maßskizzen)

(Angaben in mm)



# EG-Konformitätserklärung

## *EC Declaration of Conformity*

Sartorius AG  
37070 Göttingen  
Germany

erklärt, dass das Betriebsmittel  
*declares that the equipment*

Gerät: Mikrowellen Feuchtigkeitsbestimmer  
*Apparatus: Microwave Moisture Analyzer*

Baureihe / *Batch:* LMA200PM-000..

Typbezeichnung: Siehe Anhang 1  
*Type: See Annex 1*

mit den Regelungen der folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt:  
*complies with the regulations of the following European Directives:*

Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit  
*Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatibility*

Richtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb  
bestimmter Spannungsgrenzen  
*EC Directive 2006/95/EC Electrical equipment designed for use within certain voltage limits*

Das Gerät erfüllt die anwendbaren Anforderungen der in Anhang 2 aufgeführten  
harmonisierten Europäischen Normen.  
*The apparatus meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed  
in Annex 2.*

Sartorius Mechatronics  
Göttingen, 2008-02-08

  
C. Oldendorf  
Prokurist, Leitung  
Technologie & Innovation  
Sparte Mechatronik  
Vice President, R&D  
Technological Operations & Innovations  
Mechatronics Division

  
Dr. D. Klausgrete  
Leitung  
International Certification Management  
Sparte Mechatronik  
Head of  
International Certification Management  
Mechatronics Division

Sartorius Weighing Technology GmbH  
Weender Landstraße 94–108  
37075 Göttingen

Telefon 05 51.308.0  
Fax 05 51.308.32 89  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Copyright by Sartorius,  
Göttingen, BR Deutschland.  
Nachdruck oder Übersetzung,  
auch auszugsweise, ist ohne  
schriftliche Genehmigung von  
Sartorius nicht gestattet.  
Alle Rechte nach dem Gesetz  
über das Urheberrecht bleiben  
Sartorius vorbehalten.  
Die in dieser Anleitung  
enthaltenen Angaben und  
Abbildungen entsprechen dem  
unten angegebenen Stand.  
Änderungen der Technik,  
Ausstattung und Form der  
Geräte gegenüber den Angaben  
und Abbildungen in dieser Anleitung  
selbst bleiben Sartorius vorbehalten.

Stand:  
Oktober 2013,  
Sartorius Weighing Technology GmbH,  
Göttingen